

Total	R\$ 11,989.00
--------------	----------------------

Ordem nº:

ottobock.

Blizzard

Cadeira de rodas monobloco ativa



Equipamento padrão:

- Chassi em alumínio
- Eixo dianteiro fixo
- Apoio de pés ajustável em altura e ângulo
- Estofamento do encosto em faixas tensoras
- Ângulo de encosto -20° a +10°
- Encosto rebatível sobre o assento
- Painéis laterais em alumínio
- Cambagem da roda traseira a cada 3°
- Pneus de alta pressão

Preço Base	R\$	R\$ 11,989.00
-------------------	------------	----------------------

<input type="checkbox"/> Orçamento	<input type="checkbox"/> Pedido
---	--

Código de Cliente:	<input type="text"/>
Razão Social:	<input type="text"/>

Usuário:	<input type="text"/>
----------	----------------------

Preenchido por:	<input type="text"/>
-----------------	----------------------

Tolerância de peso: 125kg

Dimensões da cadeira de rodas (em cm)	
Largura do assento:	<input type="text"/>
Profundidade do assento:	<input type="text"/>
Altura do encosto:	<input type="text"/>
Altura anterior do assento:	<input type="text"/>
Altura posterior do assento:	<input type="text"/>
Comprimento de pernas:	<input type="text"/>

(medida do apoio de pés da cadeira, sem almofada)

Medidas do assento (em cm):	
Largura do assento:	<input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46
Distância entre painéis laterais	
Profundidade do assento (em cm):	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48

Medida da altura do assento (em cm)	
Altura anterior do assento:	<input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 51 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 53
Altura posterior do assento:	<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 51 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 53

Ângulo frontal do quadro		Valor (R\$)
MA20	<input type="checkbox"/> 75°	-
MA21	<input type="checkbox"/> 85°	-
MA22	<input type="checkbox"/> 85°, estendido (4cm)	-

Fechamento frontal do quadro		Valor (R\$)
MA14	<input type="checkbox"/> 0cm	-
MA15	<input type="checkbox"/> 2cm	-
MA16	<input type="checkbox"/> 4cm	-

Acessórios do chassi		Valor (R\$)
MA50	<input type="checkbox"/> Rodas de trânsito	840.00
MA51	<input type="checkbox"/> Pedal para condutor, direito	405.00
MA52	<input type="checkbox"/> Pedal para condutor, esquerdo	405.00
MA55	<input type="checkbox"/> Antitombo, direito	808.00
MA56	<input type="checkbox"/> Antitombo, esquerdo	808.00
MA57	<input type="checkbox"/> Suporte de muletas, direito	405.00
MA58	<input type="checkbox"/> Suporte de muletas, esquerdo	405.00
MA60	<input type="checkbox"/> Proteção para estrutura do chassi	266.00

Roda dianteira		Dimensões em mm	Valor (R\$)
MF02	<input type="checkbox"/> 4" PU, cinza	(100x32)	-
MF21	<input type="checkbox"/> 4" luminosa	(100x24)	272.00
MF35	<input type="checkbox"/> 4" Soft roll, roda em alumínio	(100x38)	661.00
MF03	<input type="checkbox"/> 5" PU, cinza	(125x32)	-
MF36	<input type="checkbox"/> 5" Soft roll, roda em alumínio	(125x38)	661.00
MF04	<input type="checkbox"/> 5,5" PU, cinza	(140x40)	-
MF05	<input type="checkbox"/> 6" inflável, cinza	(150x30)	-

MF06	<input type="checkbox"/>	6" PU, cinza	(155x33)	-
MF37	<input type="checkbox"/>	6" Soft roll, roda em alumínio	(150x38)	661.00

Garfo dianteiro				Valor (R\$)
MF90	<input type="checkbox"/>	Garfo padrão		-

Tamanho do garfo dianteiro				Valor (R\$)
MF80	<input type="checkbox"/>	Longo		-
MF81	<input type="checkbox"/>	Curto		193.00

Superfície do garfo				Valor (R\$)
MF92	<input type="checkbox"/>	Anodizado		-
MF93	<input type="checkbox"/>	Polido		662.00

Tamanho da roda traseira				Valor (R\$)
MG02	<input type="checkbox"/>	24"		-
MG03	<input type="checkbox"/>	26"		-

Posição da roda traseira (centro de gravidade)																					
<input type="checkbox"/>	I	<input type="checkbox"/>	II	<input type="checkbox"/>	III	<input type="checkbox"/>	III	<input type="checkbox"/>	IV	<input type="checkbox"/>	V	<input type="checkbox"/>	VI	<input type="checkbox"/>	VII	<input type="checkbox"/>	VIII	<input type="checkbox"/>	IX	<input type="checkbox"/>	X

Cambagem da roda traseira				Valor (R\$)
MG40	<input type="checkbox"/>	0°		-
MG41	<input type="checkbox"/>	3°		-
MG42	<input type="checkbox"/>	6°		-
MG43	<input type="checkbox"/>	9°		-

Roda traseira			24"	26"	Valor (R\$)
MG06	<input type="checkbox"/>	Enraçada padrão	•	•	-
MG10	<input type="checkbox"/>	Spinerger SPOX	•		2,463.00
MG11	<input type="checkbox"/>	Spinerger LX	•		3,511.00
MG15	<input type="checkbox"/>	Infinity Ultralight (alumínio)	•		646.00

Pneus			24"	26"	Valor (R\$)
MG31	<input type="checkbox"/>	Schwalbe RightRun (banda fina 1")	•	•	-
MG32	<input type="checkbox"/>	Schwalbe HS 228, frisos, 1"	•		-
MG33	<input type="checkbox"/>	Schwalbe Downtown, banda assimétrica, 1"	•		-
MG34	<input type="checkbox"/>	PU 1"	•		-
MG37	<input type="checkbox"/>	Marathon Plus Evolution 1", antifuro	•		163.00

Mancal da roda traseira				Valor (R\$)
MG75	<input type="checkbox"/>	Curto (altura posterior máxima de 44cm)		-
MG76	<input type="checkbox"/>	Médio (altura posterior máxima de 49cm)		-
MG77	<input type="checkbox"/>	Longo (altura posterior máxima de 53cm)		-

Aro de Propulsão			24"	26"	Valor (R\$)
MG50	<input type="checkbox"/>	Alumínio, preto, alto	•	•	-
MG52	<input type="checkbox"/>	Alumínio anodizado, alto	•		-
MG53	<input type="checkbox"/>	Alumínio anodizado, baixo	•		-
MG54	<input type="checkbox"/>	Emborrachado	•	•	765.00
MG56	<input type="checkbox"/>	Aço polido, alto	•	•	245.00
MG57	<input type="checkbox"/>	Aço polido, baixo	•		245.00
MG58	<input type="checkbox"/>	Titânio, polido, alto	•		1,837.00
MG61	<input type="checkbox"/>	The Surge	•		1,091.00
MG62	<input type="checkbox"/>	MaxGrepp Original	•		1,496.00
MG63	<input type="checkbox"/>	Curve L (anodizado)	•		1,695.00
MG64	<input type="checkbox"/>	Curve L Grip	•		1,837.00
MX27	<input type="checkbox"/>	Natural fit, regular (somente disponível na montagem larga)	•		981.00

Posição de montagem do aro de propulsão				Valor (R\$)
MG70	<input type="checkbox"/>	Estreita		-
MG71	<input type="checkbox"/>	Larga		-

Extensor da base da roda				Valor (R\$)
MG85	<input type="checkbox"/>	Com segundo eixo		1,686.00
MG86	<input type="checkbox"/>	Simplex		1,248.00
MG46	<input type="checkbox"/>	Sem extensor		-

Acessório de roda traseira				Valor (R\$)
MG87	<input type="checkbox"/>	Bomba de alta pressão, manual, 14bar		493.00
MG88	<input type="checkbox"/>	Bomba Airman, operada por bateria (220v)		760.00

Freios			Valor (R\$)																		
MH01	<input type="checkbox"/>	Freio padrão	-																		
MH02	<input type="checkbox"/>	Freio padrão, curto	126.00																		
MH04	<input type="checkbox"/>	Freio performance	1,229.00																		
MH05	<input type="checkbox"/>	Tipo tesoura	1,066.00																		
Acessório para freio			Valor (R\$)																		
MH10	<input type="checkbox"/>	Alavanca extensora para freio, removível	163.00																		
Altura do encosto em cm			Valor (R\$)																		
<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>	27.5	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	32.5	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	37.5	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	42.5	<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/>	47.5	<input type="checkbox"/>	50
Estofamento do encosto			Valor (R\$)																		
MD02	<input type="checkbox"/>	Faixas tensoras, ajustável, tecido respirável	405.00																		
MD03	<input type="checkbox"/>	Faixas tensoras, estofamento padrão	-																		
MD25	<input type="checkbox"/>	Ajustável em altura/incluindo punhos, longo (faixa de ajuste = 10cm)	1,008.00																		
MD26	<input type="checkbox"/>	Ajustável em altura/incluindo punhos, curto (faixa de ajuste=10cm)	1,059.00																		
MD06	<input type="checkbox"/>	Sem	- 215.00																		
Estofamento do encosto com bolso com zíper			Valor (R\$)																		
MD70	<input type="checkbox"/>	Sim	405.00																		
MD71	<input type="checkbox"/>	Não	-																		
Estofamento do encosto com tecido espaçador			Valor (R\$)																		
MD72	<input type="checkbox"/>	Sim	405.00																		
MD73	<input type="checkbox"/>	Não	-																		
Punhos			Valor (R\$)																		
MD50	<input type="checkbox"/>	Padrão, curto	-																		
MD51	<input type="checkbox"/>	Padrão, longo	-																		
MD52	<input type="checkbox"/>	Telescópico, longo	446.00																		
MD53	<input type="checkbox"/>	Telescópico, curto	446.00																		
MD56	<input type="checkbox"/>	Dobrável (altura do encosto ≥ 30cm)	373.00																		
MD59	<input type="checkbox"/>	Sem	-																		
Acessórios para encosto			Valor (R\$)																		
MD21	<input type="checkbox"/>	Estofamento para punhos (incompatível com punhos dobráveis)	288.00																		
Protetor de roupas (painéis laterais)			Valor (R\$)																		
ME01	<input type="checkbox"/>	Padrão em alumínio, sem abas	-																		
ME02	<input type="checkbox"/>	Protetor de roupas em alumínio com revestimento interno em neoprene	293.00																		
ME04	<input type="checkbox"/>	Protetor de roupas em carbono	1,212.00																		
ME05	<input type="checkbox"/>	Apoio de braços encaixado, ajustável em altura	1,050.00																		
ME99	<input type="checkbox"/>	Sem	- 977.00																		
Acessório para painéis laterais			Valor (R\$)																		
ME50	<input type="checkbox"/>	Apoio de braços tubular, rebatível, ajustável em altura	1,132.00																		
Estofamento do assento			Valor (R\$)																		
MC14	<input type="checkbox"/>	Faixas tensoras	-																		
MC06	<input type="checkbox"/>	Sem	- 440.00																		
Almofadas para assento			Valor (R\$)																		
MC01	<input type="checkbox"/>	Almofada, padrão	<input type="checkbox"/> 3cm <input type="checkbox"/> 5cm 467.00																		
MC02	<input type="checkbox"/>	Cubic (espessura 5cm)	544.00																		
MC05	<input type="checkbox"/>	Evoilight (espessura 6cm; tolerância de peso: 125kg)	1,165.00																		
MC09	<input type="checkbox"/>	Contour Gel (em cunha: posterior 6cm; anterior 10cm)	955.00																		
MC20	<input type="checkbox"/>	Terra	1,069.00																		
MC21	<input type="checkbox"/>	Terra Aquos	1,211.00																		
MC22	<input type="checkbox"/>	Terra Flair	2,205.00																		
MC23	<input type="checkbox"/>	Cloud	3,505.00																		
MC24	<input type="checkbox"/>	Advantage	2,908.00																		
MC25	<input type="checkbox"/>	Z-Flo	1,852.00																		

Comprimento de pernas em cm (sem almofada)		
Comprimento de pernas em cm	<input type="text"/>	(faixa de medida disponível 20cm - 49cm)

Opção para barra do apoio de pés			Valor (R\$)
MB40	<input type="checkbox"/>	Curto (39 - 44cm)	-
MB42	<input type="checkbox"/>	Longo (39 - 49cm)	-

Apoio de pés			Valor (R\$)
MB03	<input type="checkbox"/>	Plataforma única, ângulo ajustável (comprimento de pernas 39-49cm)	-
MB06	<input type="checkbox"/>	Tubular fixo (comprimento de pernas 39-49cm) - não disponível para dimensões internas 21 e 23	487.00
MB10	<input type="checkbox"/>	Apoio de pés individuais (comprimento de pernas 39-49cm)	646.00
MB20	<input type="checkbox"/>	Plataforma única, ângulo ajustável para pernas curtas (20 - 39cm)	514.00

Acessórios para apoios de pés			Valor (R\$)
MB73	<input type="checkbox"/>	Anteparo lateral de calcanhar	325.00

Outros acessórios			Valor (R\$)
MZ50	<input type="checkbox"/>	Cinto pélvico com fecho plástico	188.00
MZ51	<input type="checkbox"/>	Cinto pélvico com fecho metálico	420.00
MZ52	<input type="checkbox"/>	Kit de ferramentas	200.00
MZ59	<input type="checkbox"/>	Bolso para telefone	131.00

Protetor de raios			Valor (R\$)
MG90	<input type="checkbox"/>	Transparente	635.00
MG100	<input type="checkbox"/>	Decorado - Graphic	928.00
MG101	<input type="checkbox"/>	Decorado - Miracle	928.00
MG102	<input type="checkbox"/>	Decorado - Network	928.00
MG103	<input type="checkbox"/>	Decorado - Robots	928.00
MG104	<input type="checkbox"/>	Decorado - Spectrum	928.00

Cor do chassi			Valor (R\$)
001	<input type="checkbox"/>	Prata brilhante	-
002	<input type="checkbox"/>	Antrácito brilhante	-
003	<input type="checkbox"/>	Preto brilhante (RAL9005)	-
004	<input type="checkbox"/>	Azul gelo	-
005	<input type="checkbox"/>	Laranja brilhante	-
009	<input type="checkbox"/>	Vinho brilhante	-
010	<input type="checkbox"/>	Azul marinho	-
012	<input type="checkbox"/>	Azul celeste	-
013	<input type="checkbox"/>	Preto fosco (RAL9005 matte)	-
014	<input type="checkbox"/>	Vermelho Brilhante (Candy red)	-
021	<input type="checkbox"/>	Verde brilhante	-
023	<input type="checkbox"/>	Branco brilhante (RAL 9016)	-
027	<input type="checkbox"/>	Shimano (cinza) fosco	-
032	<input type="checkbox"/>	Azul metálico (Pure metal blue)	1,833.00
033	<input type="checkbox"/>	Verde metálico (Pure metal green)	1,833.00
034	<input type="checkbox"/>	Bronze metálico (Pure metal bronze)	1,833.00
035	<input type="checkbox"/>	Vermelho metálico (Pure metal red)	1,833.00
099	<input type="checkbox"/>	Polido	2,352.00

Cor do estofamento			Valor (R\$)
901	<input type="checkbox"/>	Preto	-
902	<input type="checkbox"/>	Azul	-

Acessórios especiais			Valor (R\$)
MZ93	<input type="checkbox"/>	Bolsa para cadeira de rodas	266.00
MZ58	<input type="checkbox"/>	Bolsa para transporte das rodas traseiras	477.00
MZ89	<input type="checkbox"/>	Protetor para eixo quick release (unidade)	23.00

Informações


Altura anterior do assento ao chão em cm

Garfo		Curto	Longo
Roda dianteira	4"	44-47	48-51
	5"	44-48	48-52
	5,5"	47-49	49-53
	6"	48-50	49-53

Altura posterior do assento ao chão em cm

Mancal		Cambagem	Curto	Médio	Longo
Roda traseira	24"	0°/3°	42	46	52
		6°/9°	39	45	51
	26"	0°/3°	44	49	53
		6°/9°	41	47	53


Os valores indicados são arredondados e determinado teoricamente. Desvio máxím: 1cm. A altura anterior depende da selação do tamanho da roda dianteira, garfo e posição de montagem. Veja a respectiva tabela acima. As especificações apresentadas são sem almofada com inclinação de assento em 0°. Uma tolerância de 1cm é aplicada em todas as medidas.



Dimensões internas (L) com respectivos fechamentos frontais de quadro/largura do assento em cm

Larg. do assento	32	34	36	38	40	42	44	46
Fechamento								
X=0CM	23*	25	27	29	31	33	35	37
X=2CM	-	21*	23*	25	27	29	31	33
X=4CM	-	-	-	21*	23*	25	27	29

* Apoio de pés tubular fixo não é possível com essas dimensões internas



Informações

ottobock.

