



Poltrona  
Reclinável



# MAJUT

ITEM: MAJUT

Majut, da Loh Medical®, é uma poltrona confortável e elegante que permite ao usuário, sentar, ficar em pé ou deitar com um simples controle de mão. O design simples, mas elegante fará a poltrona combinar perfeitamente com sua casa.

Características

- Mecanismo de elevação suave.
- Encosto removível para facilitar acesso ao sistema de elevação.
- Tecido durável de poliéster ou camurça.





## Poltrona Reclinável

### Especificações:

Peso Suportado: 170,1 kg  
Altura do usuário: 162,6 cm - 177,8 cm  
Posições reclinadas: 3  
Cores: Bege, Chocolate (vinil)  
Largura total ( com apoio de braço): 76,2 cm  
Altura total: 102,9 cm  
Largura entre braços: 49,5 cm  
Distância entre o chão e o assento: 45,7 cm  
Profundidade do assento: 53,3 cm  
Distância do assento até o topo do encosto:  
68,6 cm  
Ângulo do assento quando levantado: 18 °  
Distância ao solo até o topo do suporte do  
pé, quando reclinado: 53,3 cm  
Distância do chão até o topo do encosto,  
quando reclinado: 82,6 cm  
Ângulo do assento quando reclinado: 135 °  
Distância necessária da parede para ser  
reclinado: 45,7 cm

Fabricado na China.  
Projetado nos Estados Unidos.

