












		Mini (39.37 - 52.07 cm)	Pequeno (46.99 - 69.85 cm)	Médio (60.96 - 86.36 cm)	Grande (78.74 - 116.84 cm)	Extra-Grande (86.36 - 127 cm)
Treinador de Marchas *						
Apoio de braços		Pequeno	Pequeno	Pequeno / Grande	Pequeno / Grande	Pequeno / Grande
Apoio de Braços em Argola		Tamanho Único	Tamanho Único	Tamanho Único	Tamanho Único	Tamanho Único
Suporte de Tronco para Treinador de Marchas		Pequeno	Pequeno / Médio	Pequeno / Médio / Grande	Médio / Grande	Médio / Grande
Suporte Pélvico Flexível		Pequeno	Pequeno / Médio	Médio / Grande	Médio / Grande	Grande
Suporte de Quadril com apoio (requer acolchado)		Pequeno	Pequeno	Pequeno / Grande	Pequeno / Grande	Grande
Alcochoado do Suporte de Quadril		Pequeno	Pequeno	Pequeno / Grande	Pequeno / Grande	Grande

Apoio para Coxas 	Não Disponível	Pequeno	Pequeno / Grande	Pequeno / Grande	Grande
Apoio de tornozelos 	Mini	Pequeno	Médio	Grande	Extra-Grande
Mesa de comunicação 	Tamanho Único	Tamanho Único	Tamanho Único	Tamanho Único	Tamanho Único
Barra de Guia 	Tamanho Único	Tamanho Único	Tamanho Único	Tamanho Único	Tamanho Único

* Medida vertical do cotovelo a 90° (com o usuário em pé) e o chão.

